


## Wie sichere ich mein iPad und dessen Inhalte?



Wer ein iPad besitzt, muss regelmäßig Backups machen.

Wer das vergisst und es passiert etwas mit dem iPad (zum Beispiel, dass der Code für den geführten Zugriff zu oft falsch eingegeben wird), dann ist alles weg und man muss von vorne beginnen.

Macht man allerdings regelmäßig Backups, kann man diese verwenden und das iPad wieder auf diesen Stand bringen bzw. vor dem Neu-aufsetzen retten!



### Allgemeine Tipps und Hinweise

Zu Anfang ein paar Tipps, wann Sie das iPad sichern sollten:

Wir empfehlen Ihnen, setzen Sie sich **eine monatliche Erinnerung** im Kalender, zur Sicherung des iPads!

**Wir empfehlen dringend:**

**Inhalte von Apps, in denen größere Änderungen gemacht werden (zB GoTalk Now, MetaTalk, Predictable, TD Snap, BookCreator ...)**

**!!neben einem Backup - regelmäßig auch extra zu sichern!!**

**Es ist sehr schmerzlich, wenn diese tollen selbst erstellten Inhalte verloren sind und NICHT mehr wiederhergestellt werden können ☹️**

**Die Apps aus dem AppStore können leicht nochmal heruntergeladen werden – NICHT ABER DIE selbst erstellten INHALTE, diese sind ohne Sicherung unwiederbringbar weg!**

# Gesamtes iPad sichern




Um den gesamten Geräteinhalt zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Entweder per WLAN in die iCloud oder
2. über den Computer (sowohl Mac als auch Windows-PC) über **die Software iTunes**

**Da bei der WLAN Sicherung nur einige Daten und NICHT die gesamten Apps gesichert werden, empfehlen wir Ihnen dringend, NUR die Sicherung über iTunes zu verwenden!**


- Laden und installieren Sie diese bitte als erstes auf Ihrem Windows-PC oder auf Ihrem Mac die Software iTunes (zB <https://www.apple.com/at/itunes/> )
- Dann verbinden Sie das iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihren Mac oder PC.
- Anschließend müssen Sie Ihren Computer auch erlauben, auf das iPad zuzugreifen. Folgen Sie den Anweisungen am iPad und auf iTunes am PC/Mac (zB Sperrcode eingeben).

Wenn Sie gefragt werden, ob Sie ein **bestehendes Backup auf das iPad** spielen möchten oder ob Sie dieses iPad als neues iPad konfigurieren möchten, wählen Sie **"neues iPad"**, damit wird sofort ein Backup (=Sicherungskopie) von ihrem Gerät am PC/Mac erstellt.



Werden Sie **nicht automatisch nach einem Backup** gefragt, dann klicken Sie in iTunes **oben links auf Ihr Gerät** (siehe Screenshot) dann öffnet sich das Menü für die Backups:

Hier wählen Sie **Backup jetzt erstellen** (Sicherung von iPad auf PC/Mac)




Hinweis: Führen Sie diese Schritte zum ersten Mal durch, müssen Sie sich mit Ihrer Apple-ID anmelden, um auch alle Apps sichern zu können.

Wenn Sie prüfen möchten, ob wirklich ein Backup erstellt wurde: das sehen Sie unter dem Button "Backup wiederherstellen". Unter „**Letztes Backup**“ finden Sie das Datum der letzten Sicherung – hier sollte dann das aktuelle Datum und Uhrzeit stehen.

### Vorgang für regelmäßiges Backup in Kürze:

- iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem PC/Mac verbinden
- iTunes sollte automatisch starten
- in iTunes oben links das verbundene iPad auswählen
- "Backup jetzt erstellen" wählen

Wenn Sie prüfen möchten, ob wirklich ein Backup erstellt wurde: das sehen Sie unter dem Button "Backup wiederherstellen".



**ACHTUNG: Es kann sein, dass die in der App GoTalk Now und MetaTalk erstellten Kommunikationsbücher/-oberflächen in einem allgemeinen Backup NICHT mitgesichert werden!**

**Diese immer (!!)** extra sichern, via Dropbox oder/und iTunes – siehe nachfolgende Anleitung!

# Backup (Sicherungskopie) mit iTunes von PC auf das iPad zurück sichern



Sollte Ihr iPad deaktiviert worden sein und Sie möchten es wiederherstellen, oder möchten Sie die Daten eines kaputten iPads auf ein neues Gerät übertragen, benötigen Sie unbedingt ein Backup – eine Sicherungskopie des gesamten Gerätes – am besten via iTunes!

**ACHTUNG: !!! Kein Backup = keine Sicherung = im Notfall alle Daten unwiederbringbar!!!**

Um die Daten vom PC wieder auf Ihr iPad zurück zu sichern, verbinden Sie das iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihren PC/Mac.


Zuerst müssen Sie Ihrem PC/Mac auch erlauben, auf das iPad zuzugreifen. Hier bekommt eine Meldung am iPad, ob man diesem Computer vertrauen möchte, folgen Sie den Anweisungen am iPad und auf iTunes am PC (zB Sperrcode eingeben).

Sobald iTunes erkennt, dass ein iPad angeschlossen wurde, werden Sie eventuell gefragt,

→ ob Sie ein bestehendes Backup auf das iPad spielen möchten


→ oder dieses iPad als neues iPad konfigurieren möchten.

Wenn Sie nun die **Daten von Ihrem PC/Mac wieder auf das iPad zurück sichern** möchten, wählen Sie **"bestehende Backup"**, damit wird sofort das Backup (=Sicherungskopie) von Ihrem PC/Mac auf Ihr iPad zurück gespeichert.



Werden Sie **nicht automatisch nach einem Backup** gefragt, dann klicken Sie in iTunes **oben links auf Ihr Gerät** (siehe Screenshot) dann öffnet sich das Menü für die Backups:

Hier wählen Sie **Backup wiederherstellen** beim Wiederherstellen der Daten vom PC/Mac auf das iPad – und schon geht's los!




**ACHTUNG: Es kann sein, dass die in der App GoTalk Now, MetaTalk oder SNAP erstellten Kommunikationsbücher/-oberflächen in einem allgemeinen Backup NICHT mitgesichert werden!**

**Diese immer (!!)** extra sichern, via Dropbox oder/und iTunes – siehe nachfolgende Anleitung!



## Predictable-Sicherung - Backup

Die Erstellung und Verwendung eines TherapyBox-Benutzerkontos ist sinnvoll – denn damit profitieren Sie von der automatischen Synchronisation und den automatischen Backups.



Die Erstellung eines Kontos erfolgt beim erstmaligen Start der App – kann aber auch später erfolgen.

**Bei den LIFEpads der LIFEtool Solutions wird das Benutzerkonto automatisch für Sie mithilfe der Apple-ID angelegt.**

Ist Ihr Gerät dann regelmäßig mit dem WLAN verbunden, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Die automatische Synchronisation wird im Hintergrund durchgeführt. Damit sind alle Einstellungen und Personalisierungen in Ihrem Benutzerkonto gespeichert.